

オプティカルツールキット / オプティクスクリーニングキット オプティクスクリーニングキット(ハンディータイプ)

OTK / OCK
OCK-S



OTK

カタログコード W3412



当社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットにしたものです。

- 当社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。

構成部品リスト		品名	数量
		M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅)	2本
		M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅)	2本
		M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅)	2本
		セットビス用六角レンチ	2本
		締付け用ロッド(φ2、φ3、φ4)	各2本 計6本
		ネジリングスパナ(φ10~φ50mm用、φ10~φ150mm用)	各1本 計2本
		ピンセット	1個
		マイクロメータヘッド用鍵スパナ	1個

仕様

品番	価格 [¥]
OTK	15,000

OCK

カタログコード W3156



光学素子のクリーニングに必要な用具を一式そろえました。
光学実験の必需品です。

- エアブローアー(エアダスター)、レンズクリーナー、レンズペーパーなどの実用的なクリーニング用品を中心にそろえています。
- 各用具は最低限の数量だけで構成されていますので、少なくなってきましたら、個々の製品を買い足してご使用ください。

構成部品リスト			品名	品番	数量
			エアダスター	CD-31ECO	1本
			レンズクリーナー	SLC2-300	1本(300cc)
			レンズペーパー	SLP-1	50枚
			レンズペーパー	SLP-2	100枚
			ワイピングクロス	SWC-150	5枚(150×150mm)
			綿棒	—	50本
			ブローア	—	1個

注意

- ▶エアダスター・レンズクリーナーは、航空機内への持込・航空輸送ができません。取扱にご注意ください。

仕様

品番	価格 [¥]
OCK	7,600

OCK-S

カタログコード W3157



光学素子のクリーニングキットを携帯用のハードケースに入れて持ち運ぶことができます。出張や実験室の移動のときに便利です。

- レンズクリーナー、レンズペーパー、ブローア(手押し式エアブローアー)などの実用的なクリーニング用品を中心にそろえています。
- 各用具は最低限の数量だけで構成されていますので、少なくなってきましたら、個々の製品を買い足してご使用ください。

構成部品リスト			品名	品番	数量
			ブローア	—	1個
			レンズクリーナー	SLC-30	1本(30cc)
			レンズペーパー	SLP-1	100枚(80×150mm)
			ワイピングクロス	SWC-150	2枚(150×150mm)
			綿棒	—	30本
			携帯用ハードケース	—	1個

注意

- ▶エアブローアー(エアダスター)は含まれていません。ブローア(手押し式エアブローアー)をご使用ください。

仕様

品番	価格 [¥]
OCK-S	3,000

アプリケーションシステム

■光学素子

ホルダー

ベース

手動ステージ

アクチュエータ

自動ステージ

光源

索引

ガイダンス

ミラー

ビームスプリッター

偏光素子

レンズ

MEオプティクス

フィルター

プリズム

基板/窓

光学データ

メンテナンス

クリーニング

保管庫