

スタンドベース/スタンドクランプ ヘリコイドZステージ

RCA/RC
HCS-H


RCA/RC

RoHS カタログコード W6081

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。



- マグネット付きのロッドスタンドと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
- クランプには□25マトリクスM6タップと定盤用RC-10-17と□50マトリクスでも使用できるRC-10-25があります。




注意

▶ RCAにBRS-20(φ20タイプ)は使用できません。

外形図

RCA




RC-10*-17/25

ステンレス六角穴付ボルト
M6×15…1本、平ワッシャー

RC-10*-17UU/25UU

ステンレス六角穴付ボルト
1/4-20UNC×5/8…1本、平ワッシャー(UU)



品番	A (mm)
RCA-M16	M16 P1
RCA-M6	M6
RCA-1/4UU	1/4-20UNC

品番	A (mm)	B (mm)
RC-10-17/RC-10A-17	42	17
RC-10-25/RC-10A-25	50	25

仕様

主要材質：ステンレス(RC-10A-**はアルミ)
表面処理：無(RC-10A-**は黒アルマイト)


品番	価格 [¥]	品名	取付	固定方法	質量 [kg]
RCA-M16	750	スタンドベース	M16ロッドスタンド	マグネット、スタンドクランプ(RC-10)	0.023
RCA-M6	750	スタンドベース	M6ロッドスタンド	マグネット、スタンドクランプ(RC-10)	0.035
RCA-1/4UU	750	スタンドベース	1/4インチロッドスタンド	マグネット、スタンドクランプ(RC-10)	0.035
RC-10-17	1,250	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-M16)	六角穴付ボルト M6×15	0.027
RC-10A-17	1,000	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-M16)	六角穴付ボルト M6×15	0.009
RC-10-25	1,250	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-M16)	六角穴付ボルト M6×15	0.031
RC-10A-25	1,000	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-M16)	六角穴付ボルト M6×15	0.011
RC-10-17UU	1,250	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-1/4UU)	六角穴付ボルト 1/4-20UNC×5/8	0.027
RC-10-25UU	1,250	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-1/4UU)	六角穴付ボルト 1/4-20UNC×5/8	0.031
RC-10A-17UU	1,000	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-1/4UU)	六角穴付ボルト 1/4-20UNC×5/8	0.009
RC-10A-25UU	1,000	スタンドクランプ	スタンドベース(RCA-1/4UU)	六角穴付ボルト 1/4-20UNC×5/8	0.011

HCS-H

RoHS カタログコード W6047

ロッドスタンドを上面プレートにネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。

- 上面プレートは、回転せずに昇降します。
- ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。



組合せ例

ヘリコイド
Zステージ(HCS-Z)
+ロッドスタンド

仕様

主要材質：アルミ
表面処理：黒アルマイト

品番	価格 [¥]	耐荷重 [N]	質量 [kg]
HCS-H	23,500	19.6(約2.0kgf)	0.45

外形図

HCS-H

六角穴付ボルト M4×8…4本

