


ネジリング・樹脂リング ネジリングスパナー

RR/DR
NRS

RR/DR


RoHS カタログコード W4017

ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。紛失した時の保守部品としてご利用ください。



- ネジリングと樹脂リングはそれぞれ5個で1セットです。ネジリングと樹脂リングは別々に販売しています。
- ネジリングを締める専用工具ネジリングスパナー(NRS)もご用意しています。

外形図



ご案内

▶ビームスプリッターホルダー用のテーパ付き幅広ネジリングについては、営業までお問合せください。

注意

▶当社カタログ品以外のものに使用した場合、ネジが固く回らなくなることがあります。カタログ品以外には使用しないでください。


ネジリング		主要材質：アルミ 表面処理：黒アルマイト				
品番	価格 [¥]	入数 [個]	外径 φA [mm]	内径 φB [mm]	厚さ C [mm]	ネジピッチ [mm]
RR-10-5	2,200	5	φ10.85	φ7	3	0.75
RR-12.7-5	2,200	5	φ13.55	φ9.7	3	0.75
RR-15-5	2,200	5	φ15.85	φ12	3	0.75
RR-20-5	2,200	5	φ20.85	φ17	3	0.75
RR-25-5	2,200	5	φ25.85	φ22	3	0.75
RR-25.4-5	2,200	5	φ26.25	φ22	3	0.75
RR-30-5	2,200	5	φ30.85	φ27	3	0.75
RR-38.1-5	2,200	5	φ38.95	φ35	3	0.75
RR-40-5	2,200	5	φ40.85	φ37	3	0.75
RR-50-5	2,200	5	φ50.85	φ46	3	0.75
RR-50.8-5	2,200	5	φ51.65	φ47	3	0.75
RR-52-5	2,200	5	φ52.85	φ48	3	0.75
RR-60-5	2,200	5	φ60.85	φ56	3	0.75
RR-80-5	3,500	5	φ81.1	φ75	3.5	1
RR-100-5	3,500	5	φ101.1	φ95	4	1
RR-130-5	3,500	5	φ131.1	φ124	4	1
RR-150-5	3,500	5	φ151.1	φ144	4	1

樹脂リング		主要材質：POM 表面処理：なし			
品番	価格 [¥]	入数 [個]	外径 φD [mm]	内径 φE [mm]	厚さ F [mm]
DR-10-5	900	5	φ10	φ7	1
DR-12.7-5	900	5	φ12.7	φ9.7	1
DR-15-5	900	5	φ15	φ12	1
DR-20-5	900	5	φ20	φ17	1
DR-25-5	900	5	φ25	φ22	1
DR-25.4-5	900	5	φ25.4	φ22	1
DR-30-5	900	5	φ30	φ27	1
DR-38.1-5	900	5	φ38.1	φ35	1
DR-40-5	900	5	φ40	φ37	1
DR-50-5	900	5	φ50	φ46	1
DR-50.8-5	900	5	φ50.8	φ47	1
DR-52-5	900	5	φ52	φ48	1
DR-60-5	900	5	φ60	φ56	1
DR-80-5	2,200	5	φ80	φ75	1.5
DR-100-5	2,200	5	φ100	φ95	1.5
DR-130-5	2,200	5	φ130	φ124	2
DR-150-5	2,200	5	φ150	φ144	2

NRS


RoHS カタログコード W4018

色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。
光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。



- 目盛をネジリングのレンズの外径サイズに合わせることで、先端を最適な間隔に合わせることができます。

外形図



仕様		主要材質 軸部：ステンレス、爪部：鉄 表面処理 軸部：無、爪部：クロムメッキ		
品番	価格 [¥]	使用サイズ [mm]	A [mm]	B [mm]
NRS-50	4,000	φ10~φ50用	50	70
NRS-100	6,500	φ10~φ100用	100	120
NRS-150	6,500	φ10~φ150用	150	170

アプリケーション
システム

光学素子

ホルダー

ベース

手動ステージ

アクチュエータ

自動ステージ

光源

索引

ガイダンス

ミラー

レンズ

プリズム

偏光子

レーザ

ビーム整形

フィルター

シャッター

その他

ファイバー